

Информационное сообщение

Продукт: Сканер FreeStyle Libre системы Flash мониторинга глюкозы FreeStyle Libre с принадлежностями РУ № РЗН 2018/6766 от 11.12.2020

Максимальная температура поверхности сканера и/ или блока питания может достигать 53 °С во время зарядки или 48 °С при обычном использовании. В этих условиях не держите сканер или блок питания в течение пяти минут и более. Людям с нарушениями периферического кровообращения или чувствительности следует соблюдать осторожность при этой температуре.